



AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia

Cama DALI

ref: AD972

<https://www.ayudasdinamicas.com/p/camas-electronicas/dali-econ>



Discreta y elegante cama de madera, con somier de lamas de madera de 200X90 cm. 4 planos para mayor comodidad del residente, y barandillas de madera para la prevención de caídas. Altura regulable de 32 cm a 72 cm aproximadamente. El respaldo, las piernas y la altura de la cama se regulan electrónicamente por motores.



AyudasDinámicas®
Productos para una mayor independencia



RANGO DE ELEVACIÓN A PARTIR DE 32 cm.

Dispone de un rango de regulación de altura del so-mier de 32 cm a 72 cm. Su posición mas baja de tan solo 32 cm protege a los usuarios de lesiones por caída al mismo tiempo, su rango de elevación permite al cuidador trabajar en la cama en una posición mas cómoda, evitando lesiones de espalda.



POSICIÓN CONFORT

Una postura extraordinariamente cómoda y práctica para una gran variedad de situaciones (ver la televisión, comer, charlar con una visita,...). Esta posición es la más parecida a estar sentado en un sillón y que en nuestras camas se adopta simplemente apretando un botón del mando.



BARANDILLAS CON SISTEMA EASY-CLICK

Las barandillas laterales de seguridad se pueden colocar o quitar de forma rápida y sencilla, sin necesidad de herramientas con el nuevo sistema Easy-Click.



MANDO

Todas las funciones del mando se pueden bloquear de manera independiente para impedir el uso no deseado de todas o alguna de sus funciones.




TRAPECIO INCORPORADOR DE SERIE

Incorporarse y levantarse sin ayuda
 Trapecio diseñado para ayudar a las personas a sentarse y levantarse de la cama.
 El asidero triangular se ajusta a la medida más conveniente.



MEDIDAS:





AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia

185

