



V500 Light

**NUESTRA SILLA
DE RUEDAS ESTÁNDAR MÁS LIGERA**



VERMEIREN
we care for you



Nuestra más ligera

Más ligera que la V500, la V500 Light es nuestra silla de ruedas estándar más ligera. Ya sea para uso temporal o habitual, mejora el día a día del usuario y facilita el transporte y los traslados.

Altamente configurable

Como parte de la V-series, la V500 Light ofrece una amplia gama de accesorios y opciones para crear y modificar tu V500 Light.



*Reposabrazos
desmontables sin
herramientas*



*Reposapiés plegables hacia
adentro y hacia afuera
Reposapiés extraíbles*





*Palancas de freno
plegables para facilitar
las transferencias*



*Plegable para facilitar
el transporte y
almacenamiento*



Asiento regulable en altura (4 posiciones)



*Profundidad de asiento ajustable:
42 a 48 cm*



*Empuñaduras y respaldo regulables
en altura*



Ángulo de asiento ajustable: 0° - 10°




*Almohadillas de los reposabrazos
regulables en altura y profundidad*



V500 Light

Colores disponibles



La **V500 Light** ofrece una amplia gama de accesorios y opciones. Consulte nuestra hoja de pedido online para conocerlos.

Más información



Productos diseñados medida

Nuestro principio fundamental es simple: su silla de ruedas debe adaptarse a usted, no al revés. Por eso nuestras sillas de ruedas son evolutivas y dan una respuesta adecuada a sus necesidades específicas.

Todas nuestras sillas de ruedas se pueden adaptar, tienen numerosas opciones y se pueden personalizar completamente para que haya una silla de ruedas para cada persona. Este es el resultado de nuestra continua investigación y experiencia desde 1957.

Información técnica

Ancho total	590 - 620 - 640 - 660 - 680 - 700 mm
Altura total	860 - 920 mm
Largo total	975 - 1035 mm
Ancho plegado	310 mm
Ancho asiento	390 - 420 - 440 - 460 - 480 - 500 mm
Altura reposabrazos	150 - 210 mm

Altura de asiento	470 - 530 mm
Altura de respaldo	400 - 420 - 440 - 460 - 480 mm
Profundidad de asiento	420 - 480 mm
Peso (sin cojín)	15,5 kg
Peso máximo usuario	130 kg
Información adicional	

Desviaciones en peso y medidas (1,5 mm y 1,5 kgs) son posibles
Imágenes para fines ilustrativos. Algunas características pueden ser opcionales.

VERMEIREN Ibérica, S.L.U.

Carretera de Cartellà, Km. 0,5
Sant Gregori Parc Industrial - Edifici A
17150 Sant Gregori (Girona)

www.vermeiren.es
info@vermeiren.es

Para más información contacte con su distribuidor local.

