

Sagitta

Silla activa ligera

Sagitta es una silla de ruedas moderna y activa
que se puede personalizar por completo.
Posibilidad de regular las medidas y escoger
reposabrazos y reposapiernas.



VERMEIREN
we care for you

Lightweight

El peso máximo es de solo 9,5 kg debido a la sólida estructura de aluminio ligero. Disponible en una amplia gama de colores, protectores de radios con estampados coloridos y una amplia gama de ruedas delanteras y traseras.

Colores



Características



Regulación reclinación del respaldo sin herramientas



Disponible en versión SI con asiento reclinable



Ángulo de caída de rueda ajustable de 0° a 8°



Frenos de mano estándar

Información técnica

Ancho total	550 - 780 mm
Altura total	720 mm
Largo total	755 - 855 mm
Ancho plegado	—
Ancho plegado	360 - 460 mm
Altura reposabrazos	90 mm

Altura de asiento	470 - 520 mm
Altura de respaldo	230 - 430 mm
Profundidad de asiento	330 - 380 - 420 mm
Peso	11,7 kg
Peso máximo usuario	100 kg
Información adicional	CE

Desviaciones en peso y medidas (15 mm y 1.5 kgs) son posibles
Imágenes para fines ilustrativos. Algunas características pueden ser opcionales.

VERMEIREN Ibérica, S.L.U.

Carretera de Cartellà, Km. 0,5
Sant Gregori Parc Industrial - Edifici A
17150 Sant Gregori (Girona)

www.vermeiren.es
info@vermeiren.es



Productos diseñados medida

Nuestro principio fundamental es simple: su silla de ruedas debe adaptarse a usted, no al revés. Por eso nuestras sillas de ruedas son evolutivas y dan una respuesta adecuada a sus necesidades específicas.

Todas nuestras sillas de ruedas se pueden adaptar, tienen numerosas opciones y se pueden personalizar completamente para que haya una silla de ruedas para cada persona. Este es el resultado de nuestra continua investigación y experiencia desde 1957.

Calidad garantizada

En cuanto a la calidad, **Sagitta** cumple con las más altas normas, establecidas por institutos de pruebas certificados de renombre mundial.

Para más información contacte con su distribuidor local.

VERMEIREN
we care for you