

Sagitta KIDS

Silla activa ligera

Basada en nuestro modelo de éxito Sagitta,
Sagitta Kids es la versión para niños.



VERMEIREN
we care for you

Ajustable

Sagitta es una silla manual activa y moderna con un sinfín de opciones personalizables. Los reposabrazos y reposapiernas son completamente ajustables. Una silla completamente personalizable, adaptada las necesidades de su usuario. Sagitta está disponible en una gran variedad de colores, con protectores de radios coloridos y varias opciones de ruedas.

Colores



Características



Respaldo de
tensión ajustable



Respaldo plegable para
un fácil transporte



Adaptable a cada persona gracias
a sus características ajustables

Información técnica

Ancho total	460 - 655 mm
Largo total	700 - 750 mm
Altura con respaldo abatido	440 mm
Radio de giro mínimo	758 - 917 mm
Ancho del asiento	240 - 260 - 280 - 300 - 320 - 340 mm
Ángulo del asiento	6°

Altura del asiento	370 - 428 mm
Altura del respaldo	230 - 430 mm
Profundidad del asiento	280 - 300 - 320 mm
Peso	9 kg
Peso máximo del usuario	60 kg
Información adicional	CE

Desviaciones en peso y medidas (15 mm y 1.5 kgs) son posibles
Imágenes para fines ilustrativos. Algunas características pueden ser opcionales.

VERMEIREN Ibérica, S.L.U.

Carretera de Cartellà, Km. 0,5
Sant Gregori Parc Industrial - Edifici A
17150 Sant Gregori (Girona)

www.vermeiren.es
info@vermeiren.es



Para más información contacte con su distribuidor local.

Productos diseñados medida

Nuestro principio fundamental es simple: su silla de ruedas debe adaptarse a usted, no al revés. Por eso nuestras sillas de ruedas son evolutivas y dan una respuesta adecuada a sus necesidades específicas.

Todas nuestras sillas de ruedas se pueden adaptar, tienen numerosas opciones y se pueden personalizar completamente para que haya una silla de ruedas para cada persona. Este es el resultado de nuestra continua investigación y experiencia desde 1957.

Calidad garantizada

En cuanto a la calidad, **Sagitta kids** cumple con las más altas normas, establecidas por institutos de pruebas certificados de renombre mundial.