



one

Scooter compacto
Perfecto para el día a día
Adaptado a tu estilo

Presentamos **One**, lo compacto y el estilo en un scooter diseñado tanto para interiores como para su uso al aire libre. Su ligero y compacto diseño lo convierten en el mejor compañero para tus salidas diarias, desplazándose sin esfuerzo por cualquier entorno urbano. Abraza la libertad y comodidad que trae **One** a tu vida, elevando tu movilidad a nuevas alturas. Experimenta la alegría de poseer un scooter que complementa perfectamente tu carácter y se adapta a tu estilo de vida dinámico.

one



Experimenta el poder de **One = 4**

Adapta tu scooter a tu estado
de ánimo y a tu vestuario

Scooter **One** se entrega con 4 colores intercambiables incluidos. Exprésate sin esfuerzo cambiando fácilmente los colores para crear el look perfecto para cualquier ocasión, en unos pocos segundos.

Un scooter, cuatro estilos increíbles - es la ecuación definitiva para la individualidad y la personalización.



No es necesario herramientas





Uso sencillo

Diseñado con un asiento giratorio de 360° y reposabrazos abatibles para asegurar la accesibilidad sin esfuerzo, permite a los usuarios montar y desmontar del scooter de forma segura.



Fácil de usar, con indicador LED de estado de la batería.
Sencillo y directo.





Ajustable

Columna de dirección ajustable, que permite a los usuarios encontrar sin esfuerzo su posición de conducción óptima para una máxima comodidad.



Compacto y eficiente

Completamente desmontable en cuestión de segundos, el scooter **One** permite su almacenamiento o transporte sin esfuerzo, haciéndolo excepcionalmente conveniente para los usuarios.



Con un impresionante diámetro de giro mínimo de 115 cm, el scooter **One** destaca como una solución de movilidad interior compacta, ideal para viajes diarios al supermercado, visitas a restaurantes o maniobrar a través de espacios pequeños con facilidad.



Cabe en un maletero pequeño





one

Scooter

3 VERSIONES



one

Tu compañero **del día a día**

8
km/h



Autonomía
máxima de

16 km



**Baterías de
15 Ah (24 V)**

**Ruedas
macizas PU**





one+

Llega **más lejos**

8
km/h



30 km



Autonomía
máxima de

**Baterías de
25 Ah (24 V)**

**Ruedas
macizas PU**





one air+

Llega más lejos **cómodamente**

8
km/h



30 km



Autonomía
máxima de

**Baterías de
25 Ah (24 V)**

**Ruedas
neumáticas**





Información técnica

■ Ancho total	490 mm
■ Altura total	880 mm
■ Largo total	1030 mm
■ Altura de asiento	525-570 mm
■ Radio de giro mínimo	1150 mm
■ Batería	24V - 15 Ah

■ Autonomía	16 km*
■ Motores	270 W
■ Velocidad	8 km/h*
■ Peso	44,9 kg
■ Peso máximo usuario	136 kg
■ Información adicional	CE

Desviaciones en peso y medidas (15 mm y 1.5 kgs) son posibles
Imágenes para fines ilustrativos. Algunas características pueden ser opcionales.
*Alcance y velocidad en condiciones ambientales óptimas y condiciones de batería determinadas de acuerdo con ISO 7176-4. Las velocidades y el rango pueden variar (aprox.15%)



Información técnica

■ Ancho total	490 mm
■ Altura total	880 mm
■ Largo total	1030 mm
■ Altura de asiento	525-570 mm
■ Radio de giro mínimo	1150 mm
■ Batería	24V - 25 Ah

■ Autonomía	30 km*
■ Motores	270 W
■ Velocidad	8 km/h*
■ Peso	50 kg
■ Peso máximo usuario	136 kg
■ Información adicional	CE

Desviaciones en peso y medidas (15 mm y 1.5 kgs) son posibles
Imágenes para fines ilustrativos. Algunas características pueden ser opcionales.
*Alcance y velocidad en condiciones ambientales óptimas y condiciones de batería determinadas de acuerdo con ISO 7176-4. Las velocidades y el rango pueden variar (aprox.15%)

one



E.R.: **VERMEIREN GROUP**, Vermeirenplein 1/15 - 2920 Kalmthout - Belgica - 07/2024

VERMEIREN
we care for you