

CAMA GIRATORIA ELÉCTRICA CON ROTACIÓN HACIA LA IZQUIERDA.



REFERENCIA: ORT22662IZ-NUEVO



- CAMA GIRATORIA ELÉCTRICA CON ROTACIÓN HACIA LA IZQUIERDA.
- DISPONIBLE TAMBIEN CON ROTACION HACIA LA DERECHA, REFERENCIA ORT2266D.
- BARANDILLAS LATERALES CON DESCENSO VERTICAL.
- 4 RUEDAS GIRATORIAS CON FRENO DE ESTACIONAMIENTO.
- EQUIPADA CON 7 MOTORES LINAK.
- REGULACION ELECTRICA DEL RESPALDO Y DE LA ZONA DE LAS PIERNAS.
- NO INCLUYE LAS FUNCIONES: TRENDELENBURG/ANTI-TRENDELENBURG.
- INCORPORADOR INCLUIDO.
- PESO MAXIMO: 135 kg
- **INCLUYE:**
 - o 2 SABANAS.
 - o 1 COJIN.
 - o 1 COLCHON 88 x 175 CM.
- **DIMENSIONES:**
 - o REGULACION ELECTRICA DE LA ALTURA DE LA CAMA: 50-90 CM.
 - o REGULACION ELECTRICA DEL RESPALDO (CON AUTOREGRESION): 0° A 70°.
 - o REGULACION ELECTRICA DE LA SECCION DE LAS PIERNAS: 0° A 35°.
 - o DIMENSIONES DE LA SUPERFICIE DE LA CAMA: 200 x 88 CM.
 - o DIMENSIONES TOTALES: 226 x 105 CM.

