

Scooter de altas prestaciones PEGASUS

ref: SG8

<https://www.ayudasdinamicas.com/p/scooters/scooter-de-altas-prestaciones-pegasus>



PEGASUS es un scooter de altas prestaciones y un completo equipamiento de serie. Su gran potencia (motor de 800W) y excelente maniobrabilidad gracias a las cuatro ruedas neumáticas con amortiguadores, garantizan la mayor comodidad y libertad en desplazamientos largos, con una autonomía de hasta 45km.



Gran equipamiento de serie

- Cómodo asiento regulable y giratorio, con reposabrazos y cabezal.
- Luces delanteras y traseras, con intermitentes led.
- Grandes ruedas de 12 pulgadas**, todas con amortiguadores.
- Volante multifunción ergonómico.
- Baúl de gran capacidad.
- 2 puertos USB para cargar el móvil.
- Retrovisores.
- Porta botellas.



AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia



Independencia con el máximo confort.

PEGASUS se adapta a las necesidades de cada conductor. El cómodo asiento giratorio (con reposabrazos abatible, respaldo reclinable y cabezal), se ajusta en profundidad como el de un vehículo y el manillar se regula en inclinación de tal manera que permite adoptar la postura idónea para una conducción confortable.



Potente con el máximo rendimiento.

Equipado con **baterías de 55Ah** y con un **motor eléctrico de 800W** permite una **autonomía de hasta 45Km**, superar **pendientes de hasta 15 grados** y circular a una **velocidad máxima de 15km/h**. PEGASUS es además un scooter robusto, con un **peso máximo de usuario de 150 kg.** y maniobrable, con una **altura libre de 15cm** para circular por cualquier tipo de terreno y que gira en 185cm.



Volante Ergonómico Multifunción

Volante ergonómico multifunción sobre mástil de inclinación ajustable y con gran pantalla digital que muestra diferentes parámetros, tales como velocidad, estado de la carga de la batería, temperatura, estado de las luces o intermitentes, etc.



Puertos de carga USB

Siempre conectado mientras se desplaza con nuestro innovador scooter equipado con 2 puntos de carga USB en el mástil. Este modelo no solo le lleva a donde necesita, sino que también le asegura que sus dispositivos estén siempre listos para usar.



Ruedas de gran tamaño con 4 amortiguadores

Equipado con **ruedas de 12"** de gran tamaño, este scooter ofrece estabilidad y tracción inigualables en todo tipo de superficies, desde asfalto hasta caminos de tierra. Los amortiguadores delanteros y traseros aseguran un viaje suave, absorbiendo los impactos de terrenos irregulares y proporcionando una experiencia de conducción cómoda y controlada. Ideal tanto para paseos urbanos como para escapadas al aire libre, este scooter combina durabilidad, estilo y funcionalidad.



Tabla de medidas y modelos

Modelo	SG8 PEGASUS
LONGITUD TOAL	140 cm
ANCHO TOTAL	60 cm



AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia

ANCHO ASIENTO	46 cm
ALTURA LIBRE	15 cm
RADIO DE GIRO	185 cm
PENDIENTE MÁXIMA	15º
RUEDAS DELANTERAS/TRASERAS	12" (305 mm)
POTENCIA MOTOR	24V 800W
BATERÍAS	2x 12V 55Ah
AUTONOMÍA	45 Km
VELOCIDAD	15 Km/h

